

2電極、4電極導電率プローブ

■ご注文コード	測定範囲	外形寸法	用途・備考
SP06T	K=0.7 5 μ S~100mS/cm 0~90℃ 4電極セル 白金/PBTボディ 最大圧力500kPa		凡用
SPT01G	K=0.1 0.1 μ S~500 μ S/cm 0~80℃ 2電極セル 白金/ガラスボディ 最大圧力500kPa		純水
SPT1G	K=1 10 μ S~10mS/cm 0~80℃ 2電極セル 白金/ガラスボディ 最大圧力500kPa		凡用
SPT10G	K=10 500 μ S~200mS/cm 0~80℃ 2電極セル 白金/ガラスボディ 最大圧力500kPa		凡用 (高導電率)

※ 上記の電極は測定器本体HD2156.1/2、HD2106.1/2、HD2306に使用できます。