


AVVIO DEL SOFTWARE DELTA OHM


NEI SISTEMI CON WINDOWS VISTA E WINDOWS 7

Se il sistema operativo impedisce l'apertura del software:

1. Avviare il PC come utente con privilegi di amministratore.
2. Inserire il CDRom e, alla schermata che appare, selezionare la voce *"Apri cartella per visualizzare i file"*.



3. Nella schermata che segue, fare un click con il tasto destro del mouse sul file *"Autorun.exe"* e selezionare la voce *"Esegui come amministratore"*:



4. Si apre la schermata iniziale del software. Seguire le indicazioni fornite nella sezione *"Documentazione"*.